




Protection visuelle “Clear Choice”


Mode d'emploi



1. Retirer le film de protection d'un côté de l'écran protecteur à l'aide de la languette jointe.



2. Clipper l'écran sur la monture, du côté où le film de protection a été retiré. Commencer par le milieu, continuer par les deux ergots extérieurs.



3. Retirer le film de protection du côté extérieur de l'écran.



Medical Instruments Corporation - MIC France
Parc d'activités des Vallières - 41, impasse de l'Industrie - 69530 Brignais
Tél.: +33-(0)4-72 31 06 08 – Fax : +33-(0)4-72 31 60 39
<http://www.micfrance.com>