


Notice d'utilisation

IMPORTANT : avant d'utiliser la protection de récipient pour solution saline, il faut remplir le récipient d'eau (voir illustration).

1.



2.



3.



1. Utiliser uniquement le récipient original du fabricant.
2. Remplir le récipient original avec 80 à 100 ml d'eau.
3. Mettre et ajuster la housse de protection du récipient pour solution saline, et ensuite seulement remplir avec la solution !



Procéder à l'ajustement de la housse avant le remplissage avec la solution saline, en raison du poids qui pourrait entraîner une déchirure de la housse !