

A.4083

A.4084

A.4084NS



THE BEAK

THE BEAK DIAGNOSTIC




Les anoscopes «The Beak » se distinguent des instruments chirurgicaux de proctologie par leur ligne très innovante. La forme de leur pointe, fermée et arrondie, permet l'introduction de l'instrument dans l'anus sans l'aide du mandrin. Les anoscopes «The Beak » permettent au spécialiste d'exposer de manière claire et satisfaisante une partie (un quart de circonférence) du canal anal et de l'ampoule rectale.

„The Beak“ ist ein chirurgisches Proktoskop mit einzigartigen, innovativen und funktionellen Eigenschaften.

Die geschlossene, abgerundete Spitze ermöglicht das Einführen des Proktoskopes direkt in den Anus , ohne dass ein separater Insertor benötigt wird. „The Beak“ gibt dem Facharzt die Gelegenheit durch den Fensterausschnitt (ein Viertel des Umfangs über die gesamte Länge) einen großen Teil des Analkanals und des Rektums darzustellen.



THE BEAK



REF A.4083

The Beak, anoscope d'opération, sérigraphié et équipé d'une fenêtre, idéal pour tous les types d'interventions ano-rectales. Ne contient pas de latex. Stérile et jetable.

Stérilisation : à l'oxyde d'éthylène

Conditionnement : 25 pièces


REF A.4083

“The Beak” ist ein serigraphisches, chirurgisches Anoskop mit Fensterausschnitt, ideal für verschiedene anorektale Eingriffe. Latexfrei Steril und zum Einmalgebrauch.

Sterilisation: ETO

Packung: 25 Stück

THE BEAK DIAGNOSTIC



REF A.4084NS

The Beak Diagnostic, anoscope sérigraphié et équipé d'une fenêtre, recommandé pour les diagnostics en cabinet médical. Ne contient pas de latex. Jetable.

Conditionnement : 25 pièces

REF A.4084NS

“The Beak Diagnostik” ist ein serigraphisches Anoskop mit Fensterausschnitt, ideal für die ambulatorische Diagnostik. Latexfrei. Zum Einmalgebrauch.

Packung: 25 Stück



REF A.4084

The Beak Diagnostic, stérile et jetable.

Stérilisation : à l'oxyde d'éthylène

Conditionnement : 25 pièces

REF A.4084

“The Beak Diagnostik” steril und zum Einmalgebrauch.

Sterilisation: ETO

Packung: 25 Stück

Distributed by