

CATALOGUE 2019



MICFRANCE.COM
BOUTIQUE.MICFRANCE.COM

Suivez-nous sur
FACEBOOK



BLOC OPÉRATOIRE

PÉDIATRIE / CARDIOLOGIE

GASTRO-PROCTOLOGIE

ENDOSCOPIE

STÉRILISATION

HOME CARE

SOMMAIRE

Catalogue - Edition 2019

BLOC OPÉRATOIRE

Housse pour caméra laparoscopique et coloscopique	4
NEW Housse pour caméra à embout interchangeable	4
Housse pour poignées de microscope	4
Housse pour poignées de scialytiques, avec ou sans caméra	5
Housse pour amplificateurs de brillance C-Arm Bras en C	6
Charlotte	6
Housse pour amplificateurs de brillance O-Arm	7
Housse pour microscope	7
Housse universelle pour moniteur	7
Saluber tapis de sol capteur de poussières	8
Décanteur	8
Vapor Clean	9
NEW Nappe avec poches	10
NEW Drap absorbant	10
Housse pour bassin d'eau saline	11
Grattoir à bistouri	11
Marqueur pour peau	11

PROTECTION DU PERSONNEL MÉDICAL

Face Saver, visière de protection du visage	12
Bettershield	12
Clear Choice / Clear Vision, lunettes de protection visuelle	13
Lunettes de protection	13
Gant de préparation de la peau	14
NEW Brosse éponge chirurgicale / Support mural	14
Mini poncho thermique	15
Bouchons d'oreille	15
Veste thermique	15

PROTECTION DES YEUX DU PATIENT

Eye Protector	16
Optigard	16
EyeGard	17
Eye Safety Tape, protection adhésive pour les yeux des patients	17
Bermuda pour coloscopie / urologie	18
Culotte de protection	18
Sangles de sécurité	18

PÉDIATRIE / CARDIOLOGIE

Eye Max 2, protection pour les yeux des bébés	19
Noise Guards, atténuateur de niveau sonore	19
Electrodes de cardiologie avec passant pour câble	19

GASTRO-PROCTOLOGIE

Anuscope à usage unique	20
The Beak d'opération / The Beak diagnostic	20
Pen Light / Flashlight	21
Wingplast, proctoscope / Adaptateur Wingplast	21
Poche de vidange urologique	22
Ligateur Hémorroïdaire	22
Sclerojet	22
Gel lubrifiant	22
BioHit, test pour l'intolérance au lactose	23
ProntoDry, dépistage de l'Helicobacter Pylori	23
Tests pour examens par marqueurs radiopaques	24
Gastric Transit, marqueurs radiopaques	24

ENDOSCOPIE

Collecteur de polypes	25
Panier pour valves et pistons	25
Valve pour endoscopes	25
Endo Seal Bag	25
Endo Clean Eponge	26
Ecouvillon flexible pour endoscope	26
Brosse de nettoyage externe « UU »	26
Kit de nettoyage externe « UU »	26

STÉRILISATION

BROSSES DE NETTOYAGE

Brosse universelle pour nettoyage d'instruments poils en nylon	27
Brosse universelle, poils en acier inoxydable	27
Brosse multifonctions pour grands instruments	28
Brosse pour nettoyage de grands instruments	28
Brosse Stiff-Line™ pour instruments difficilement nettoyables	28
Brosse pour charnière	29
Brosse plate réutilisable, autoclavable	29
Cure-pipes	29
Brosse à tête double	29
Brosse pour trachéostomes	30
Brosse pour alésoirs acétabulaires	30
Brosse pour râpes orthopédiques	30
Brosse pour alésoirs osseux	30
Goupillon pour tubes à aspiration Baron	31
Goupillon pour tubes à aspiration Frazier	31
Goupillon en fil d'acier inoxydable torsadé	31
Kit pour nettoyage d'autoclave	32
Set de nettoyage pour autoclave complet	32
Eponge abrasive pour tâches et rouille pour instruments chirurgicaux	32
Protection pour pointes d'instruments	32

PORTE-BROSSES ET PORTOIRS À INSTRUMENTS

Porte-brosses pour montage mural	33
Portoir à instruments	33
Tissu pour tester les ciseaux	33
Points critiques pour le contrôle de qualité des instruments médicaux - Poster	34

HOMECARE

Canule / lunette à oxygène	35
Dilatateurs anaux cryothermiques, Dilatan Plus	36
Crème Dilatan®	36
Dilatateur de stomie Dilastom®	37
LU-J, gel lubrifiant transparent	37
Dilagent	37
Savon intime Sapigen K	38
Nettoyage quotidien de la peau Prontomed® Clear Skin	38
Traitement de la peau Prontomed® Skin Balance »	38
Gel herpès génital Prontomed®	39
Gel herpès labial Prontomed®	39
Protection des pieds Prontoman®	40
Protection des chaussures Prontoman®	40
Protection des ongles Prontoman®	41
Soin intensif pour peaux sèches et fortement sollicitées Soleaderm®	41
Nettoyage des zones percées et tatouées ProntoLind®	42
Savon antiseptique - zones percées et tatouées ProntoLind®	42

Demande d'échantillons p.43



Votre satisfaction, 
 notre priorité

NOS ENGAGEMENTS

- ✓ Déménagement et réorganisation de l'entreprise dans des locaux plus grands avec un espace de stockage plus important permettant un approvisionnement encore plus rapide pour les clients.
- ✓ Qualité et fiabilité irréprochables avec le marquage CE pour tous nos produits.
- ✓ Amélioration constante des produits pour faciliter l'efficacité du personnel soignant et le quotidien des patients.
- ✓ Entreprise à taille humaine favorisant une écoute personnalisée pour s'adapter au mieux aux besoins des clients.
- ✓ Recherche continue de nouveaux produits en adéquation avec l'évolution des techniques et pratiques des clients.
- ✓ Livraison en 24 heures pour toutes commandes passées avant 15h00, dans la limite des stocks disponibles.


NOS VALEURS

Respect de l'homme et de l'environnement

Engagement pour le développement durable par :

- › **Une sélection de nos fournisseurs** en fonction de leurs engagements vis-à-vis du développement durable.
- › **Un tri sélectif** des déchets.
- › **Le recyclage des papiers** utilisés par nos services et utilisation de **cartons, bulles et mousses** pour le conditionnement des produits à expédier.
- › L'utilisation d'**emballages recyclables et adaptés** à la taille du produit à expédier.
- › L'encouragement auprès de la clientèle et des fournisseurs pour **communiquer par e-mail** plutôt que par courrier postal.
- › **La Mutualisation des achats** dans le groupe.
- › **L'implication de tous les salariés** dans les actions de développement durable.

HOUSSE POUR CAMÉRA LAPAROSCOPIQUE ET COLOSCOPIQUE



Insertion carton
Pliage télescopique,
Bout perforé

L x l en cm
13x244 / 14x250
15x250 / 18x250

Bout perforé
Pliage camembert

14x250 cm

HOUSSE POUR CAMÉRA À EMBOUT INTERCHANGEABLE



04-CC800

18x244 cm




ND-2010

15x250 cm

HOUSSE POUR POIGNÉES DE MICROSCOPE



KC02 / KC04 / KC06 / KC08



HK112 / HK114

Réf.	Description	Cond.
07-KC02	Extra-Large : ø 6,10 cm hauteur 2,86 cm	25
07-KC04	Large : ø 4,80 cm hauteur 2,30 cm	25
07-KC06	Medium : ø 2,95 cm hauteur 2,20 cm	50
07-KC08	Small : ø 2,5 cm hauteur 2,20 cm	50
07-HK112	Poignée jusqu'à 10,15 cm	25
07-HK114	Poignée jusqu'à 7,60 cm	25

HOUSSE POUR POIGNÉES DE SCIALYTIQUES

Stérile / Usage unique

- › Aucune modification du scialytique nécessaire - Se pose directement sur la poignée actuelle.
- › Changeable à tout moment, lorsqu'une poignée perd sa stérilité.
- › Plus aucun coût pour l'obtention, l'entretien ou la préparation des poignées.
- › Plus besoin d'attendre la stérilisation.
- › Pas de problème de poignée perdue ou abîmée.
- › Gain de temps pour la logistique.
- › Stérile, usage unique.



Vidéo de démonstration sur notre site internet



HOUSSE STÉRILE UNIVERSELLE JETABLE POUR POIGNÉES DE SCIALYTIQUE

Réf.	Description	Cond.
06-LK301	Pour poignées de max. 7,6 cm	50
06-LK601	Pour poignées de max. 10 cm	
06-LK701	Pour poignées de max. 15 cm	
NS-0-111001 Unicover	Unicover - Pour poignées de max. 16 cm	60
NS-0-1300	Pour poignées universelles	120
308-02	Pour poignées de max. 16,5 cm	100




HOUSSE STÉRILE JETABLE POUR POIGNÉES AVEC CAMÉRA INTÉGRÉE

Réf.	Forme	Diam. intérieur	Longueur	Cond.
06-CLK01	Rond	6,2 cm	8,4 cm	25
ALMVZ	Rectangulaire	7,4 cm	9,5 cm	
ALMCFF	Rond	3,55 cm	9,75 cm	
06-CLK04	Rond	5,5 cm	12,5 cm	
06-CLK05	Rond	7,8 cm	12,7 cm	

Ne restez pas sans solution !


MIC France vous propose du sur-mesure.
Consultez-nous au 04 72 31 06 08

HOUSSE POUR AMPLIFICATEUR DE BRILLANCE | C-ARM | BRAS EN C




Housse disponible pour les principaux fabricants :
GE, Philips, Siemens, Ziehm, en diverses dimensions...

Charlotte



P = 36/50/ 65 cm
Autres dimensions...

Housse stérile




L x l en cm
75 x 90
90 x 75
95 x 75
75 x 75
80 x 100
125 x 125
Autres dimensions...

CHARLOTTE





HOUSSE POUR AMPLI DE BRILLANCE O-ARM





L x l en cm : 467 x 122
Réf. 10-2122

- › Facile à utiliser, sûr et stérile.
- › Système simple par clip ou avec ruban adhésif.
- › Fabrication de haute qualité en polyéthylène transparent.
- › Sans latex, Marquage CE.
- › Usage unique.

HOUSSE POUR MICROSCOPE

Stérile / Usage unique



ZEISS OPMI 65 mm



115 x 180
ou 115 x 260

ZEISS OPMI 48 mm



51 x 165

OU



104 x 58 x 142

OU



109 x 208
ou 112 x 259

LEICA 70 mm




104 x 267 / 115 x 300
137x300 / 137 x 381

HOUSSE UNIVERSELLE POUR MONITEUR

Housses stériles

L x l en cm
75x90
90x75
95 x 75
75 x 75
80 x 100
125 x 125
Autres dimensions...



SALUBER TAPIS DE SOL CAPTEUR DE POUSSIÈRES

- › Tapis effeuillable jetable.
- › Facile d'utilisation.
- › Les différentes feuilles se décollent facilement et sont numérotées de 30 à 1.
- › Aucun résidu d'adhésif.
- › Bactériostatique.
- › Couleur : bleu.

Pour quelques centimes d'euros / jour

Saluber est un tapis capteur de poussières utilisé partout où la propreté doit être parfaite et où il faut éviter la présence de corps étrangers contaminés (par exemple : dans les hôpitaux, les salles blanches, l'industrie pharmaceutique, les laboratoires, etc.).

Simple
Antimicrobien
Léger
Unique
Bactériostatique
Efficace
Recommandé

Réf.	Description	Cond.
DK-450-B	Tapis de 120x45cm	5
DK-600-B	Tapis de 120x60cm	5
DK-900-B	Tapis de 120x90cm	5

DÉCANTEUR

Stérile / Usage unique

Décanteur pour le transfert aseptique de fluide à partir de récipients souples

Réf.	Description	Cond.
10-102	Décanteur	50



VAPOR CLEAN

Moins de 90 secondes pour la purge de l'appareil d'anesthésie !

Préparation rapide de la machine pour les interventions nécessitant l'arrêt de l'exposition aux agents anesthésiques ou la purge de l'appareil d'anesthésie, par exemple hyperthermie maligne (HM) et gestion de la crise (HM). Les filtres à charbon actif Vapor Clean permettent de réduire l'exposition du patient aux molécules de desflurane, sévoflurane et isoflurane à moins de 5 ppm pendant toute la durée d'une intervention (jusqu'à 12 heures).

- › **Supprime du circuit respiratoire, la présence de gaz anesthésique non souhaité.**
- › Population de patients ciblée : patients chirurgicaux dont la ventilation est assurée par un appareil à gaz anesthésique, même en pédiatrie.
- › **Dispositif à usage unique, non destiné à être retiré.**



AVANTAGES

- › Compatible avec tous les appareils d'anesthésie et les filtres antibactériens.
- › Durée de conservation de 2 ans.
- › Inutile de retirer l'absorbeur CO².

Compatible à la fois avec les circuits respiratoires standards à deux branches (en Y) et les circuits coaxiaux.



Réf.	Description	Cond.
101AU	Absorbeur de	8 paires
111AU	gaz indésirables	3 paires




NAPPE AVEC POCHEs

Stérile / Usage unique



Utilisée pour organiser les dispositifs médicaux en endoscopie ou gynécologie.

- › 4 poches pour outils.
- › 3 points de fixations adhésives extra-fortes (1 à chaque extrémité et 1 centrale).
- › Pouvoir d'absorption élevé des liquides.
- › Facile à installer.
- › Sans latex.



Réf.	Description	Cond.
05TD0123	Nappe non tissée 75 cm x 90 cm	100

DRAP ABSORBANT

Stérile / Usage unique


Drap pour table chirurgicale, avec matelas central, non tissé, absorbant et imperméable.

- › Améliore la gestion des fluides et des germes.
- › Diminue le temps entre les interventions.
- › Contribue à simplifier l'organisation en salle d'opération.
- › Réduit le risque d'infection pour les patients.

Réf.	Description	Cond.
ATBLSH92N	Drap absorbant non-tissé 112 cm x 234 cm	25



Toile de maintien
Partie absorbante
Partie imperméable



HOUSSE POUR BASSIN D'EAU SALINE

Stérile / Usage unique

- › Simple d'utilisation.
- › Bassin intérieur stable avec un drapage extérieur facile à fixer.
- › Réduction des coûts et gain de temps.
- › Plus besoin de retraiter ni de stériliser les bassins traditionnels en acier.

Réf.	Description	Cond.
10151	Housse pour bassin d'eau saline	70




GRATTOIR À BISTOURI

Stérile / Usage unique

Pour le nettoyage des bistouris électriques


- › Permet d'enlever efficacement les dépôts carbonisés des électrodes non couvertes de Téflon.
- › Surface large, 5x5 cm.
- › La grande surface de nettoyage permet une utilisation avec des gants.
- › Bande radio-opaque.
- › Peut être utilisé sur des systèmes mono ou bipolaires.



Réf.	Description	Cond.
NS-1200	Tampon abrasif	100

MARQUEUR POUR PEAU

Stérile / Usage unique



- › L'encre violette sèche rapidement et ne coule pas.
- › La réglette flexible jointe permet une mesure précise, y compris sur les courbes corporelles.
- › Grand réservoir d'encre.
- › Nombreuses possibilités d'applications chirurgicales grâce aux différentes pointes, standards ou fines.

Réf.	Description	Cond.
NS-1100	Standard	80
NS-1101	Fin	80

FACE SAVER COURT

VISIÈRE DE PROTECTION DU VISAGE

- › Protège le visage en entier.
- › Vue claire, sans distorsion.
- › Circulation libre de l'air en dessous de la protection, ne s'embue pas.
- › Extrêmement légère et agréable à porter.
- › Porteur élastique sans latex.
- › Peut être portée par-dessus des lunettes de correction ou de protection.

VISIÈRE


- › Polyester transparent
- › Résistante aux éclaboussures de liquides / produits chimiques
- › Non-stérile, réutilisable
- › Traitement antibuée des deux faces

Réf.	Description	Cond.
FACE 52.00.11	Visière de protection 19,5 x 33,2 cm	5
FACE 1017LS-10	Face Saver Extra Long : Longueur : 34,5 cm Largeur 27,8 cm - Élastique large de 6 mm extra léger, mousse douce.	10



FACE SAVER EXTRA LONG


Protection du visage extra-longue, confortable



BETTER SHIELD

- › Protection renforcée.
- › Anti-buée, sans distorsion.
- › Peut être portée par-dessus des lunettes de correction ou de protection.
- › Grâce à sa forme brevetée, la visière couvre de manière beaucoup plus efficace la partie basse du visage.
- › Visières empilables pour un espace de stockage réduit.
- › Design unique permettant à l'air de s'échapper facilement.

Réf.	Description	Cond.
11586	Visière de protection du visage	25




- › Protection efficace contre les éclaboussures.
- › Confortable à porter, même par-dessus des lunettes correctrices.
- › Circulation d'air / antibuée.
- › Pas de déformation de la vision.
- › Ecran protecteur jetable.
- › Monture réutilisable.



Clear Choice

Réf.	Description	Cond.
B-SMI 9210-100	Ecrans protecteurs jetables	100 écrans
B-SMI 9211	Montures coloris assortis	100 montures
B-SMI 9452	Pack Professionnel	10 montures + 25 écrans

CLEAR CHOICE / CLEAR VISION LUNETTES DE PROTECTION VISUELLE



Clear Vision

Réf.	Description	Cond.
05TD0161	Ecrans protecteurs jetables	100 écrans
05TD0204	Montures coloris assortis	50 montures
05TD0561	Ecrans protecteurs	4 sachets de 25

Nombreuses références disponibles, avec montures et écrans dans divers coloris.
Consultez notre catalogue référent Pyramex sur www.micfrance.com

LUNETTES DE PROTECTION

Modèles conformes aux normes :
EN 166, EN 170 (89/686/ECC).
Portables avec des lunettes de correction.



Solo



Integra

Réf.	Description	Cond.
Solo	Lunettes de protection compatible avec les lunettes de vue	1
Integra	Monture à branches ajustables	1
V2-Readers	Lunettes de protection	1



V2 Readers

GANT DE PRÉPARATION DE LA PEAU

Usage unique

Utilisé avant les chirurgies pour éliminer les poils restants après le rasage préopératoire, les saletés et les résidus de peau.



- › Face extérieure du gant hypoallergénique et autocollante.
- › Réduit le risque d'infection post-opératoire
- › S'applique facilement sur toutes les zones du corps, plates ou courbes.
- › Sans latex.



Réf.	Description	Cond.
05TD0003	Gant de préparation de la peau	100

BROSSE ÉPONGE CHIRURGICALE

Stérile / Usage unique


- › Sèche, sans solution détergente.
- › Cure-ongles inclus.

Réf.	Description	Cond.
205-03	Brosse-éponge chirurgicale	40



Support mural

Réf.	Description	Cond.
205 BRUSH	Support mural	1



MINI PONCHO THERMIQUE

Usage unique



Réf.	Description	Cond.
209927-10	Mini poncho thermique	10
209927-50	Mini poncho thermique	50
209927-250	Mini poncho thermique	250

- › Indispensable pour tenir le cou, les épaules et la poitrine au chaud.
- › Matière souple et perméable à l'air pour un meilleur confort.
- › Col roulé en jersey, s'enfile comme un pull.
- › Très léger.
- › Taille unique, couleur bleue.

BOUCHONS D'OREILLE

- › Atténuation du bruit
- › Jetables
- › Utilisés avec ou sans casque



Réf.	Description	Cond.
BEP37P	Sachet de 2 bouchons	500

VESTE THERMIQUE

Usage unique

- › En matière souple et perméable à l'air pour un confort maximum.
- › Col roulé en jersey de coton.
- › Hydrofuge.
- › Jersey au cou et fermeture par velcro. Partie couvrante en polypropylène expansé.
- › Col 60-70 mm, 45g/m².

Réf.	Description	Cond.
13202-10	Veste thermique	10
13202-100	Veste thermique	100



PROTECTION DES YEUX DU PATIENT



Réf 9931

Réf 9931 P
(taille pédiatrique)Réf 9931 D
(double épaisseur)

Utilisez Opti-Gard pour réduire l'évaporation du liquide de la surface de l'oeil de votre patient et éviter que la cornée ne se dessèche.

Ceci peut être un problème spécifique des patients sédatisés ou dans le coma qui ne clignent pas spontanément des yeux.

EYE PROTECTOR

Stérile / Usage unique

- › Protège les yeux contre les infections, les gouttelettes, les aérosols, les particules, le contact avec les instruments.
- › S'adapte de manière optimale au visage.
- › Simple à retirer - aucun risque de blessure.
- › Utilisable sous anesthésie.
- › Existe en double épaisseur et en taille pédiatrique.
- › Conseillé pour position ventrale ou frontale.

La protection stérile pour vos patients, en particulier pour la chirurgie de la bouche, de la mâchoire, de la glande thyroïde, du nez, des oreilles ou en neurochirurgie

Réf.	Description	Cond.
9931	Eye Protector	25
9931-P	Taille pédiatrique	25
9931-D	Double épaisseur	25

OPTIGARD

Non stérile / Usage unique

Protection des yeux pour les patients en chirurgie, sédatisés ou dans le coma.

- › Protège les yeux de votre patient contre tout contact accidentel avec du sang, des liquides ou des corps étrangers.
- › Réduit la possibilité d'écorchures, de fissures ou d'hémorragies du globe oculaire.
- › Permet de surveiller les pupilles de votre patient à travers les lentilles transparentes.
- › Confortable pour votre patient - la mousse de soutien permet à l'OptiGard de s'adapter à la forme du visage.
- › Coupé en deux, l'Opti-Gard peut être utilisé pour les interventions maxillofaciales.

Réf.	Description	Cond.
Opti-30A	Masque	30

La protection adhésive est utilisée pour recouvrir les yeux des patients anesthésiés lors d'une intervention chirurgicale.

Pendant l'anesthésie, généralement les yeux ne sont pas fermés, ce qui peut provoquer l'assèchement de la cornée.

AVANTAGES POUR LE PROFESSIONNEL

- › Sa matière transparente facilite à tout moment le contrôle de la dilatation de la pupille sans retirer l'adhésif.
- › Languette colorée et non adhésive permettant une application et un retrait facile et rapide.

AVANTAGES POUR LE PATIENT


- › Ne blesse pas la peau, les cils ni les sourcils lors du retrait (post-opératoire).
- › Protège les yeux des projections externes lors des opérations (gouttelettes ou aérosols).
- › Pas d'assèchement des yeux même lors de longues interventions.
- › Qualité médicale limitant tout risque d'irritation (même sur les peaux sensibles).
- › Protège la cornée des risques de frottement.
- › S'adapte de manière optimale à l'oeil.

EYEGARD

Non stérile / Usage unique

Simple protection autour de la cornée du patient. La plus sûre pour maintenir la paupière fermée. **Simple et sans risque.**

Réf.	Description	Cond.
2020	Eyegard	50 paires
2020-P	Eyegard - taille pédiatrique	50 paires
2020-M	Eyegard sensitive	50 paires
2020-E	Eyegard performance plus	50 paires
SH49369	Eye guardian	100 paires



Réf 2020

EYE SAFETY TAPE

Non stérile / Usage unique



Réf.	Description	Cond.
05TD0012	Eye Safety Tape	50 paires

BERMUDA POUR COLOSCOPIE / UROLOGIE

Usage unique

Bermuda pour coloscopie à utiliser lors d'examens endoscopiques pour respecter l'intimité du patient mais également le protéger du froid.



Réf.	Description	Cond.
13401-10	Bleu, taille L	10
13401-50	Bleu, taille L	50
13401	Bleu, taille L	100
13402-10	Vert, taille XL	10
13402-50	Vert, taille XL	50
13402	Vert, taille XL	100

CULOTTE DE PROTECTION

Usage unique

Protège l'intimité du patient tout en rendant possible l'accès à la zone d'examen par le personnel soignant.

- › Matière souple non tissée, classée écologique.
- › Coutures élastiques.
- › Facile d'utilisation.
- › Ouverture depuis l'avant vers l'arrière.
- › Convient aux examens ou chirurgies gynécologiques et colorectales.



Référence	Description	Cond.
W1910-25	Culotte de protection, taille S/M	25
W1910-150	Culotte de protection, taille S/M	150
W1920-25	Culotte de protection, taille L/XL	25
W1920-150	Culotte de protection, taille L/XL	150

SANGLES DE SÉCURITÉ

SANGLES JETABLES POUR TABLES D'OPÉRATION OU BRANCARDS



Réf.	Description	Cond.
SS-100	Sangles de sécurité de 7,6 cm de large x 152 cm de long	25 paires
SS-3005	Sangles de sécurité de 12,7 cm de large x 183 cm de long	25 paires

- › Conformes au protocole de contrôle des infections.
- › Réglables pour s'adapter à la plupart des patients.
- › Texture douce de la sangle pour le confort du patient.
- › Haute résistance grâce à une double fermeture Velcro.
- › Un anneau en métal permet une fixation solide à la table d'opération.
- › Sans latex.



EYEMAX2™

PROTECTION POUR LES YEUX DES BÉBÉS PENDANT LA PHOTOTHÉRAPIE

Usage unique

EyeMax2™ est conçu pour s'adapter aux formes des têtes de bébés. Ce masque comprend une partie qui entoure la tête et se fixe en deux points ajustables individuellement pour prévenir tout glissement indésirable. Il offre une tenue parfaite pour éviter toute infiltration de lumière.

- › Bande ajustable pour un soutien parfait.
- › Coussinets pour réduire la pression et pour une meilleure protection contre les UV.

Réf.	Description	Cond.
R300P01	Normal (circonférence du crâne) - 33-38 cm	20
R300P02	Préma (circonférence du crâne) - 26-32 cm	20
R300P03	Micro (circonférence du crâne) - 20-25 cm	20


Taille pédiatrique

Voir page 16 et 17

EYE PROTECTOR



EYEGARD



NOISE GUARDS

Usage unique



Atténuateur de niveau sonore pédiatrique

- › Destiné aux nouveaux nés et aux bébés prématurés sous surveillance.
- › Réduit le niveau de bruit environnant d'au moins 7 dB.
- › Conçu pour un usage à court terme en hôpital.
- › Utilisé uniquement sur prescription médicale.

Réf.	Description	Cond.
12549	Noise guards, atténuateur de bruit pédiatrique	6 paires

ELECTRODES DE CARDIOLOGIE AVEC PASSANT POUR CÂBLE

Usage unique

- › Moins de parasites grâce au passant pour câble - Décharge de traction.
- › Forme de l'électrode arrondie vers le haut permettant à la sueur de s'écouler.
- › Forme rectangulaire - 57 x 38 mm.
- › Matériau porteur en mousse hydrophobe.
- › Forte adhérence.
- › Pression en acier inoxydable.

Réf.	Description	Cond.	
		Par sac	Par carton
A10071-1	Gel solide - 57x38 mm	60	600

L'électrode avec gel solide, pour le test de Holter et de stress.



Vidéo de démonstration
sur notre site internet



ANUSCOPES

Usage unique

- › Tubes parfaitement transparents.
- › Absence absolue d'imperfections.
- › Garantis atraumatiques.
- › Éclairage parfait avec source de lumière froide Flashlight ou Pen-Light.
- › Conçus en matière plastique de catégorie alimentaire en conformité avec le D.M. 21/03/73.
- › Ne contient pas de latex.

REF A.4018



Anuscope diagnostic/pédiatrique «bec de flûte»

- Tube : longueur 56 mm
- Faisceau lumineux : diam 18 mm
- Permet une vision parfaite de la muqueuse du canal anal

REF A.4019



Anuscope diagnostic /pédiatrique «tronc»

- Usage unique auto-éclairant
- Tube : longueur 54 mm
- Faisceau lumineux : diam 18 mm
- Permet une vision parfaite

REF A.4022



Anuscope d'opération Blu Scope, «tronc»

- Usage unique, auto-éclairant, autoportant
- Tube : longueur 79 mm
- Faisceau lumineux : diam. 23 mm

REF A.4023



Anuscope d'opération «bec de flûte»

- Usage unique, auto-éclairant, autoportant
- Tube : longueur 88 mm
- Faisceau lumineux : diam. 23 mm
- Conçu pour l'exécution de biopsie, de ligatures élastiques, traitement sclérosant des hémorroïdes, etc.

REF A.4024



Anuscope d'opération, «tronc»

- Tube : longueur 65 mm
- Faisceau lumineux : diam. 23 mm
- Caractéristiques identiques à l'anuscope A.4023.
- Il permet un contrôle parfait des parois du canal anal.


THE BEAK D'OPÉRATION THE BEAK DIAGNOSTIC

Usage unique

THE BEAK RÉF. : A.4083

The Beak, anoscope d'opération, sérigraphié et équipé d'une fenêtre, idéal pour tous les types d'interventions ano-rectales. Ne contient pas de latex.

Stérile.



THE BEAK DIAGNOSTIC RÉF. : A.4084 - A.4084NS

The Beak Diagnostic, anoscope sérigraphié et équipé d'une fenêtre, recommandé pour les diagnostics en cabinet médical.

Ne contient pas de latex.

Stérile ou non.



- › Transparent, atraumatique.
- › Éclairage optimal avec source de lumière froide GLF 100.
- › Conçu en matière plastique de catégorie alimentaire en conformité avec le D. M. 21/03/73.
- › Ne contient pas de latex.
- › Stérilisation à : l'oxyde d'éthylène.

PEN-LIGHT

Le Pen-Light est un générateur de lumière autonome à piles.

Réf.	Description	Cond.
Z.0308	Pen-Light	1



- › Disponible en 3 tailles : small, medium et large.
- › Facile d'utilisation.
- › En plastique transparent.
- › Ergonomique, fonctionnel et non traumatique.
- › Passage en douceur de la pointe de l'obturateur à l'extrémité du proctoscope pour assurer un confort maximum aux patients et aux praticiens.

Référence	Description	Cond.
W1531-25	Proctoscope small	25
W1531-150	Proctoscope small	150
W1522-25	Proctoscope medium	25
W1522-150	Proctoscope medium	150
W1524-25	Proctoscope large	25
W1524-150	Proctoscope large	150

FLASHLIGHT

Générateur de lumière portable avec batterie rechargeable.

Accessoires et pièces de rechange :

- › Poignée avec DEL (longueur = 1 m). Réf. B.309.1
- › Interrupteur de marche/arrêt. Réf B.0309.2
- › Batterie rechargeable (autonomie : environ 72 heures). Réf B.0309.3
- › Alimentation/Chargeur. Réf B.0309.4



Réf.	Description	Cond.
B.0310	Flashlight	1

WINGPLAST - PROCTOSCOPE

DISPOSITIF DE DIAGNOSTIC POUR LA VOIE ANALE

Usage unique



GASTRO-PROCTOLOGIE

EN OPTION

ADAPTATEURS POUR SOURCE DE LUMIÈRE FROIDE

Usage unique

- › Alternative à l'utilisation d'adaptateurs réutilisables.
- › Luminosité supérieure.
- › Compatible avec les proctoscopes W1531 – W1522 – W1524.



Référence	Description	Cond.
W1528E	Adaptateurs pour câble à fibre optique Storz	25
W1529E	Adaptateurs pour câble à fibre optique Welch Allyn	25

POCHE DE VIDANGE UROLOGIQUE

Stérile / Usage unique

Réception hygiénique avec tuyau extensible pour le drainage des fluides.



- › Se positionne à l'extrémité de la table d'opération.
- › Préconisée pour les interventions en urologie.
- › Tamis de récupération intégré pour les biopsies, les calculs rénaux...
- › Compatible avec le système de table d'opération GE.
- › Largeur rabat de positionnement : 69 cm – diamètre de la coupole : 84 cm.

Réf.	Description	Cond.
08-CC160	Poche de drainage (69 cm / ø 84 cm)	10

LIGATEUR HÉMORROÏDAIRE

Kit LEM à aspiration avec cône lisse, chargeur d'anneaux et 5 anneaux élastiques.

GASTRO-PROCTOLOGIE



- › Poignée ergonomique.
- › Bonne vision durant l'intervention.


Réf.	Description	Cond.
A.5651	LEM à aspiration	5/10 ou 25

SCLEROJET

Stérile / Usage unique

Pour la sclérothérapie des hémorroïdes. Ne contient pas de latex.

Ce dispositif consiste en une canule avec raccords luer mâle/femelle apte à recevoir, d'un côté, une seringue classique pour injections et, de l'autre côté, l'aiguille. Le profil de la canule déplace la main du chirurgien vers le bas en permettant une visualisation excellente du nodule à soumettre à sclérothérapie.



Réf.	Description	Cond.
A.5015	Sclerojet	1

GEL LUBRIFIANT

Destiné à un usage professionnel

Grâce à ses composants, ce gel est le plus adapté pour l'endoscopie, la gastroscopie, la coloscopie, la rectoscopie et plus généralement pour toute application interne ne nécessitant pas l'usage d'un produit stérile.

Réf.	Description	Cond.
W4120-10	Gel lubrifiant (260g)	10
W4120-25	Gel lubrifiant (260g)	25

- › Aucun effet négatif sur les instruments chirurgicaux, en caoutchouc ou en plastique.
- › Hypoallergénique.
- › Non irritant, non toxique, inodore.
- › Hydrosoluble.



BIOHIT

TEST POUR LA DÉTERMINATION DE L'INTOLÉRANCE AU LACTOSE

Repose sur des réactions biochimiques qui mesurent qualitativement l'activité enzymatique de la lactase dans un échantillon biopsique.



Performance :

BioHit

Sensibilité : 95%

Spécificité : 100%

- › Exécution facile.
- › Tous les réactifs sont prêts à l'emploi.
- › Détermination de l'intolérance au lactose dans les échantillons biopsiques.
- › Résultat en 20 minutes seulement.

Réf.	Description	Cond.
602012	BIOHIT, test pour l'intolérance au lactose	10
602010	BIOHIT, test pour l'intolérance au lactose	25

POSTER OFFERT



GASTRO-PROCTOLOGIE

PRONTO DRY


TEST POUR LE DÉPISTAGE DE L'HELICOBACTER PYLORI

Détecte l'enzyme uréase sur les biopsies de la muqueuse gastrique dans le cas d'une présomption d'Helicobacter Pylori chez un patient symptomatique.

Performance :

Pronto Dry	Culture
Sensibilité : 98%	75%
Spécificité : 97%	100%

- › Exécution facile.
- › Tous les réactifs sont prêts à l'emploi.
- › Résultat très rapide (1^{ère} lecture à 5 minutes).
- › Graduation de couleur en fonction du degré d'infection.
- › Aucune réfrigération nécessaire.



Réf.	Description	Cond.
PR10	Pronto Dry, test à l'uréase	10
PR50	Pronto Dry, test à l'uréase	50
PR500	Pronto Dry, test à l'uréase	500

TESTS POUR EXAMENS PAR MARQUEURS RADIOPAQUES

- Aide diagnostique, développée pour étudier le temps du transit colique et le rythme d'évacuation.
- Destinés aux enfants et aux adultes atteints d'une grave constipation.
- Sans préparation particulière, il est possible de reconstituer l'activité du colon.
- Utilisés uniquement sur prescription médicale.



COLON TRANSIT

- › Composé de 6 gélules numérotées contenant chacune 10 marqueurs de forme différente, pour 1 patient.

Procédure : Jour 1 à 6 : 1 capsule
Jour 7 : radiographie abdominale

Réf.	Description	Cond.
TTC	Colon Transit	1



COLON TRANSIT 3X2

- › Composé de 6 gélules numérotées contenant 10 marqueurs, pour 1 patient.
- › Chaque paire de 2 gélules renferme des marqueurs de forme identique.

Procédure : Jour 1 : 2 gélules n°1
Jour 2 : 2 gélules n°2
Jour 3 : 2 gélules n°3
Jour 6 : radiographie abdominale

Réf.	Description	Cond.
TTC 3x2	Colon Transit 3x2	1



COLON TRANSIT 20 - BOWEL MOTILITY

- › Composé de 6 gélules numérotées contenant 20 marqueurs identiques, pour 6 patients.
- › 1 gélule par patient, renferme des marqueurs de forme identique.

Procédure : Jour 1 : 1 gélule
Jour 5 : radiographie, si aucun marqueur observé, abandonner l'étude
Jour 7 : radiographie abdominale

Réf.	Description	Cond.
TTC 20	Colon Transit 20	1

GASTRIC TRANSIT MARQUEURS RADIOPAQUES

Sans préparation spéciale et grâce à une simple radiographie, il est possible de reconstituer l'activité de l'estomac.

Gastric Transit est une aide diagnostique développée pour étudier le temps d'évacuation gastrique. Le test est composé d'une capsule à avaler avec le repas. La capsule contient 10 petits marqueurs radiopaques, qui restent absolument intacts dans le tractus digestif.



Réf.	Description	Cond.
GASTT	Gastric Transit	1

COLLECTEUR DE POLYPES

Usage unique

Système pour recueillir les polypes prélevés dans le colon.

- › S'installe entre l'endoscope et la pompe à aspiration.
- › 4 chambres « filtrantes » pour collecter, isoler et identifier chaque polype.
- › Récipient en plastique transparent pouvant être rempli avec un liquide fixant.
- › Fourni avec un deuxième couvercle étiqueté pour le transport au laboratoire.



Réf.	Description	Cond.
MED/105	Collecteur de polypes	1

PANIER POUR VALVES ET PISTONS

Usage unique



- › Facilite le transport, le traitement, la désinfection et le rangement des valves réutilisables.
- › Conçu pour rester avec l'endoscope correspondant durant l'intégralité du cycle et accueillir 4 valves.
- › Protège les valves de tout dommage pendant le processus de nettoyage.
- › Garantit l'utilisation des valves et des autres pièces amovibles avec le même endoscope.

Réf.	Description	Cond.
05TD0130	Endocage, boîtier pour le nettoyage des valves d'endoscope, UU	120

VALVE POUR ENDOSCOPES

Usage unique

- › Compatible avec les endoscopes Olympus et Fujinon.
- › Réduit les fuites et les éclaboussures.
- › Insertion facile des instruments.
- › Elimine tout risque de contamination croisée.
- › Sans latex.



*Stérile sur demande

Réf.	Description	Cond.
05TD0054	Valve, UU, non stérile* Olympus et Fujinon	100

ENDO SEAL BAG

Stérile / Usage unique



- › Produit breveté.
- › Sachet stérile de stockage et de transport, réversible pour endoscope.
- › Marquage vert et rouge pour identifier facilement le côté stérile, du côté contaminé.
- › Fenêtre transparente pour identifier facilement le contenu du sachet.
- › L'étanchéité du sac empêche la contamination.

Réf.	Description	Cond.
279-01	Endo Seal Bag	250

ENDOSCOPIE

ENDO CLEAN ÉPONGE

Usage unique

- › Utilisée pour le pré-nettoyage, pour éliminer les gros résidus.
- › En mousse plastique, spéciale pour un toucher doux sur l'endoscope.
- › La fente du milieu s'adapte parfaitement à la gaine extérieure de l'endoscope.

Réf.	Description	Cond.
290-01	Endo Clean Éponge	200




ECOUVILLON FLEXIBLE POUR ENDOSCOPE

Stérilisable

Brosse en nylon flexible à deux têtes pour endoscopes. 240 cm de long. D'un côté, Ø 6 mm, de l'autre Ø 3 mm.

Poils en nylon doux, blanc et de qualité médicale antimicrobienne avec tête de sécurité enflée et tête de brosse torsadée afin de permettre une navigation sûre et facile dans les canaux.



Réf.	Description	Cond.
24063	Ecouvillon flexible	3

BROSSE DE NETTOYAGE EXTERNE « UU » POUR ENDOSCOPE / OPTIQUE

Usage unique

- › Poils de brosse permettant le nettoyage des infractuosités (commandes de béquillage).
- › Embouts en vinyle.
- › Sans latex.

Ces brosses permettent le nettoyage externe :

- › du tube de l'endoscope, les 2 branches de la brosse permettent un nettoyage circonférentiel.
- › de la poignée de l'endoscope en se servant de la brosse comme une brosse plate, les deux extrémités ou poignées étant resserrées avant utilisation.

Fabriqué en France



Réf.	Description	Cond.
ENEXT-U	Brosse de nettoyage externe pour endoscopes, optiques et instruments	50

KIT DE NETTOYAGE EXTERNE « UU » BROSSE DE NETTOYAGE EXTERNE + ÉPONGE PLATE

Usage unique

L'éponge plate est spécifiquement conçue pour le nettoyage externe de tous types d'endoscopes. La couleur blanche permet de contrôler l'efficacité du nettoyage.

Réf.	Description	Cond.
ENSP-FLEX	Le kit contient 1 brosse de nettoyage ENEXT-U et 1 éponge plate ENSP-FLAT	50



Fabriqué en France


BROSSES DE NETTOYAGE

Quelques précisions...

Les brosses métalliques en acier inoxydable ont été conçues pour enlever les taches et les dépôts très collants qui ne peuvent pas être enlevés avec une brosse en nylon. Leur forme douce permet aux brosses de se courber et d'enlever les dépôts automatiquement. Les anciennes brosses métalliques, qui endommageaient les instruments, étaient faites en ciment osseux. Ces manches engendraient des dégâts traumatiques qui ont laissé une impression négative des brosses métalliques.

Le conseil est d'utiliser en premier lieu une brosse en nylon et si les dépôts ne sont pas partis, se servir d'une brosse métallique en acier inoxydable nouvellement mise au point. Ces brosses métalliques sont conçues pour les limes à os, les pinces de porte-aiguilles, les perceuses, les alésoirs, les lames de scie et les taches difficiles.

Ne pas utiliser sur des instruments avec revêtement.



Pour nettoyage de : ciseaux, porte-aiguilles, pinces à pansements et à compresses, crampons à tissus et à artères

BROSSE UNIVERSELLE POUR NETTOYAGE D'INSTRUMENTS - POILS EN NYLON

Stérilisable

17,8 cm de long. Poils en nylon à chaque extrémité. D'un côté trois rangées de poils pour une décontamination générale, de l'autre une rangée de poils pour une décontamination plus en détail.



Réf.	Description	Cond.
STRBR 18035	Tête double - 17,8 cm de long	3

18,4 cm de long. Poils en nylon, poignée en plastique.

Réf.	Description	Cond.
STRBR 18038N	18,4 cm de long	3



BROSSE UNIVERSELLE - POILS EN ACIER INOXYDABLE

Stérilisable

18,4 cm de long avec poils en acier inoxydable, poignée en plastique.

Pour nettoyage de : râpes, limes, fraises, mèches, porte-aiguilles, clamps, lames de scie, et pour enlever des salissures tenaces.

Réf.	Description	Cond.
21651	18,4 cm de long	3



STÉRILISATION

BROSSE MULTIFONCTIONS POUR GRANDS INSTRUMENTS

Stérilisable

Brosse multifonction de 23 cm de long. Manche en plastique, poils en nylon, tête de brosse de 8,9 cm x 8,9 cm.

Pour le nettoyage des éviers, autoclaves, appareils de nettoyage par ultra-sons, cuvettes, bassins, statifs, mobilier, chaises roulantes, etc.

Réf.	Description	Cond.
45-825	Brosse multifonction - 23 cm	3



Brosse multifonction de 50 cm de long. Manche en plastique, poils en nylon, tête de brosse de 8,9 cm x 8,9 cm.

Pour le nettoyage des autoclaves, chambres et portes, éviers, mobilier, chariots, équipement médical, etc.

Réf.	Description	Cond.
45-830	Brosse multifonction - 50 cm	3



BROSSE POUR NETTOYAGE DE GRANDS INSTRUMENTS

Stérilisable

Pour utilisation avec : rétracteurs, alésoirs osseux, spéculs, étendeurs, cuvettes, bassins et mobilier.

Réf.	Description	Cond.
694B	Manche en plastique, 26 cm de long et 25 mm de large, poils en nylon 30 mm de long	3




BROSSE STIFF-LINE™ POUR INSTRUMENTS DIFFICILEMENT NETTOYABLES

Stérilisable

Stiff-Line™ blanches		
Réf.	Description	Cond.
45-667	Ø 5 mm, 45,8 cm de long	3
45-668	Ø 10 mm, 45,8 cm de long	3
45-669	Ø 15 mm, 45,8 cm de long	3


Fabriquées avec des poils en nylon antimicrobien
Bouts arrondis



Les brosses Stiff-Line™ sont équipées de poils en nylon extra dur de qualité médicale qui permettent un nettoyage en profondeur. La brosse a un manche raide épais pour éviter toute torsion. Les manches sont en acier inoxydable chirurgical, permettant leur réutilisation.



Stiff-Line™ bleues		
Réf.	Description	Cond.
45-447	Ø 5 mm, 45,8 cm de long	3
45-448	Ø 10 mm, 45,8 cm de long	3
45-449	Ø 15 mm, 45,8 cm de long	3



BROSSE POUR CHARNIÈRE

Stérilisable

- › Parfaite pour les jointures et zones charnières.
- › Tête de brosse, 2 cm de large, 7 cm de long.
- › Poignée large et pratique.
- › Poils en nylon antimicrobien.

Réf.	Description	Cond.
45-7000	Brosse pour charnière	3




Les brosses plates réutilisables et autoclavables ont été conçues pour le nettoyage des instruments chirurgicaux : bonne prise en main, longueur suffisante de la partie empoignée (70 mm). Les fibres de la brosse sont transparentes, afin de permettre en un coup d'oeil de vérifier la propreté de la brosse. Le plastique employé pour fabriquer le manche permet une élimination - et une incinération - sans dégagement de composés toxiques.

- › Extra rigide : bleue
- › Rigide : verte
- › Souple : jaune
- › Extra souple : rouge

BROSSE PLATE RÉUTILISABLE / AUTOCLAVABLE

Réf.	Description	Cond.
STRBR22070-4	4 brosses plates réutilisables / autoclavables	4



Pour nettoyage ou séchage d'instruments creux.

CURE-PIPES

Réf.	Description	Longueur	Cond.
Bro.14	Ø 7,6 mm	30,5 cm	100
Bro.18	Ø 3,2 mm	30,5 cm	100

STÉRILISATION

12,7 cm de long. Brosse à deux têtes de diamètres différents (Ø 7 mm et 5 mm) pour le nettoyage de canaux, cylindres...

PETITE BROSSE DE NETTOYAGE À DEUX TÊTES

Stérilisable

Utilisable aussi pour : les obturateurs et connexions de rinçage.



Réf.	Description	Cond.
45-918	Petite brosse à deux têtes	3

BROSSE POUR TRACHÉOSTOMES

Stérilisable

Grande brosse pour tube endotrachéal de taille 6-12. 95 mm de long et Ø 12,5 mm. Brosse en nylon. Longueur totale de 20,3 cm.

Réf.	Description	Cond.
45-205	Grande brosse pour trachéostome	3



Petite brosse pour tube endotrachéal de taille 5. 48 mm de long et Ø 10,5 mm. Brosse en nylon. Longueur totale de 9,5 cm.

Réf.	Description	Cond.
45-206	Petite brosse pour trachéostome	3

BROSSE POUR ALESOIRS ACETABULAIRES

Stérilisable



Fabriquée avec des poils en nylon antimicrobien.



Réf.	Description	Cond.
45-755	Brosse de nettoyage à deux têtes pour alésoirs acétabulaires et alésoirs pour articulations de la hanche. 16,5 cm de long. La brosse ronde a un Ø de 44 mm	3

BROSSE POUR RÂPES ORTHOPÉDIQUES

Stérilisable

- › Manche ergonomique autoclavable.
- › Sa résistance lui donne une longue durée de vie en nombre d'utilisations et de stérilisations.
- › Sans latex.

Réf.	Description	Cond.
STRBRAPE	Brosse 20 x 60 x 90 mm Longueur totale 230 mm	3



Fabriqué en France

STÉRILISATION

BROSSE POUR ALESOIRS OSSEUX


Stérilisable

- › Manche de 78,7 cm de long en acier inoxydable pour le nettoyage des dépôts internes.
- › Réutilisable.
- › Poils en nylon.

Réf.	Couleur	Diamètre	Cond.
45-444	perle rouge	Ø 3 mm	3
45-881	perle noire	Ø 5 mm	3
45-665	perle noire	Ø 7 mm	3



Pratique pour nettoyer les canaux internes d'alésoirs osseux



GOUPILLON POUR TUBES À ASPIRATION BARON

Stérilisable

GOUPILLON DE 18 CM

Réf.	Couleur	Diamètre	Cond.
45-904	-	brosse Ø 1 mm	3
45-905	perle rouge	brosse Ø 1,6 mm	3

Usage supplémentaire : nettoyage d'aiguilles, nettoyage de canules ophtalmologiques.



GOUPILLON POUR TUBES À ASPIRATION FRAZIER

Stérilisable

GOUPILLON DE 20 CM

Réf.	Couleur	Diamètre	Cond.
45-906	perle blanche	brosse Ø 2 mm	3
45-907	perle bleu marine	brosse Ø 2,3 mm	3
45-908	perle noire	brosse Ø 2,6 mm	3
45-909	perle jaune	brosse Ø 3 mm	3
45-910	perle rose	brosse Ø 3,3 mm	3
45-911	perle bleu ciel	brosse Ø 3,6 mm	3
45-912	perle orange	brosse Ø 4 mm	3

Pour utilisation avec appareils laparoscopiques, appareils d'aspiration, etc.



Grâce à leurs poils en nylon de qualité médicale, incrustés dans un fil torsadé en acier inoxydable chirurgical, ces brosses sont prévues pour être réutilisées.

Embout rond, ne perce pas, n'altère pas le matériel nettoyé.

GOUPILLON EN FIL D'ACIER INOXYDABLE TORSADÉ

Stérilisable

GOUPILLON DE 30 CM

Réf.	Couleur	Diamètre	Cond.
45-542	perle rouge	Ø 2 mm, poils en nylon	3
45-543	perle blanche	Ø 3 mm, poils en nylon	3
45-544	perle bleue	Ø 4 mm, poils en nylon	3
45-545	perle verte	Ø 5 mm, poils en nylon	3
45-546	perle noire	Ø 6 mm, poils en nylon	3

GOUPILLON DE 40,5 CM

Réf.	Couleur	Diamètre	Cond.
45-539	perle verte	Ø 5 mm, poils en nylon	3
45-540	perle jaune	Ø 7 mm, poils en nylon	3
45-541	perle rose	Ø 10 mm, poils en nylon	3
45-541-4	-	Ø 12 mm, poils en nylon	3

GOUPILLON DE 61 CM

Réf.	Couleur	Diamètre	Cond.
45-550	perle orange	Ø 2,5 mm, poils en nylon	3
45-551	perle verte	Ø 5 mm, poils en nylon	3
45-552	perle jaune	Ø 7 mm, poils en nylon	3
45-553	perle rose	Ø 10 mm, poils en nylon	3

STÉRILISATION

KIT POUR NETTOYAGE D'AUTOCLAVE

Stérilisable

- › La poignée télescopique en aluminium a une longueur de 61 cm à 122 cm.
- › Tête de brosse en nylon de qualité médicale, 14 cm de large et 19,1 cm de long avec brosse arrondie pour les angles.
- › Brosse manuelle, 11,4 cm x 14 cm avec poils en nylon de qualité médicale.

Réf.	Description	Cond.
SH34088	Kit pour nettoyage d'autoclave	1
SH34087	Brosse de rechange pour kit	1



SET DE NETTOYAGE POUR AUTOCLAVE COMPLET

Stérilisable

- › Poignée télescopique en aluminium - Longueur de 61 à 122 cm.
- › 2 têtes de brosse en nylon 14 cm de large et 19,1 cm de long avec brosse arrondie.
- › Brosse manuelle 11,4 cm x 14 cm avec poils de nylon.
- › 1 visière avec 2 écrans.

Réf.	Description	Cond.
SC150A	Set de nettoyage pour autoclave complet	1



EPONGE ABRASIVE POUR TACHES ET ROUILLE POUR INSTRUMENTS CHIRURGICAUX

La grande éponge de 15,2 x 11,4 cm sert à détacher toutes les taches des instruments médicaux. Elle enlève délicatement les contaminations sur les surfaces et est recommandée par tous les fabricants et les réparateurs du monde entier.

Réf.	Description	Cond.
45-602	Eponge abrasive	3

Réf.	Description	Cond.
45-603-FINS	Eponge abrasive fine	3



Utilisations supplémentaires : nettoyage d'aiguilles, ophtalmologie, cautérisation à chaud, pour détacher les autocollants sur des récipients.

Attention : ne pas utiliser sur des instruments avec revêtement.

PROTECTION POUR POINTES D'INSTRUMENTS

Stérilisable

Cond. : 100

Protecteurs pour instruments ventilés

Réf.	Couleur	Taille	Réf.	Couleur	Taille
VCG-01	blanc	1,6 x 19 mm	VCG-06	lilas	10 x 20 mm
VCG-02	bleu	2,0 x 19 mm	VCG-07	orange	2 x 9 x 25 mm
VCG-03	vert	2,8 x 19 mm	VCG-08	brun	2 x 16 x 25 mm
VCG-04	rouge	3,2 x 25 mm	VCG-09	noir	3 x 25 x 25 mm
VCG-05	jaune	5,0 x 25 mm			



Cond. : 50

Protecteurs pour ostéotomes ventilés

Réf.	Taille	N° Article	Taille
V-14	6 mm de large	V-1	25 mm de large
V-38	10 mm de large	V-114	32 mm de large
V-12	13 mm de large	V-112	38 mm de large
V-34	19 mm de large	V-134	45 mm de large

PORTE-BROSSES ET PORTOIR À INSTRUMENTS



PORTE-BROSSES POUR MONTAGE MURAL

Stérilisable


Réf.	Description	Cond.
Rack L*	Porte-brosses pour écouvillons de 61 cm et 40 cm, pour montage mural.	1
Rack S*	Porte-brosses pour écouvillons de 30 cm et 22 cm, pour montage mural.	1

*Sans écouvillon



Réf.	Description	Cond.
22-8251	Anneau à fermoir - Longueur 11,4 cm	6

PORTOIR À INSTRUMENTS



TISSU POUR TESTER LES CISEAUX



Réf.	Description	Cond.
SH39975	Tissu test jaune pour ciseaux de 10,8 cm maximum. Ne convient pas pour les ciseaux de laparoscopie ou super-micro. 14 cm de large et 5,5 m de long.	1
SH39976	Tissu test rouge pour ciseaux de 11,4 cm minimum. Ruban de 14 cm de large et 5,5 m de long.	1

STÉRILISATION

POINTS CRITIQUES POUR LE CONTRÔLE DE QUALITÉ DES INSTRUMENTS MÉDICAUX

Livre format A4, sur les points de contrôle des instruments médicaux. Il facilite la vérification. Pratique, il se nettoie avec une éponge.



Poster sur le contrôle visuel de 120 instruments, 1 m x 1,40 m.

**POSTER
OFFERT**



RÉF. LIV1

Livre pelliculé
disponible à la vente

N'hésitez pas à nous contacter!

& E-book
à télécharger sur notre site internet

KIT STANDARD DE TESTS D'ACUITÉ DE COUPE

RÉF. KITCOUPE

Permet les tests sur le matériel suivant :

- › Pince gouge Kerrison,
- › Pince gouge à action simple,
- › Pince gouge à action double,
- › Pince gouge pituitaire,
- › Fraises à os et coupes-broches,
- › Ciseaux / Ciseaux à bandages Lister,
- › Emporte-pièce pour arthroscopie,
- › Ciseaux laparoscopiques,
- › Emporte-pièce pour biopsie,
- › Couteau,
- › Pince gouge,
- › Ostéotome,
- › Curette,
- › Porte-aiguilles.

1 kit coupe offert pour chaque livre acheté



STÉRILISATION

CANULE / LUNETTE À OXYGÈNE

- › Sans irritation.
- › Sans odeur de PVC.
- › Ré-utilisable et douce pendant plusieurs années.

Soulage les peaux irritées
Longue durée d'utilisation



Réf.	Description	Cond
Everest Embout	Embout nasal de recharge	1
Everest 1200	Canule nasale en silicone 1200 mm	1
Everest 1800	Canule nasale en silicone 1800 mm	1
Everest ET07	Tube d'extension 7 mètres	1
Everest ET12	Tube d'extension 12 mètres	1
Everest 1200 C	Embout nasal courbé, non échangeable pour canule 1200 mm	1
Everest 1800 C	Embout nasal courbé, non échangeable pour canule 1800 mm	1

Propriétés et bénéfices :

- › Exempt de tout produit chimique cancérigène,
- › Pas d'odeur de plastique (PVC),
- › Cause rarement des réactions allergiques,

La canule nasale en silicone Everest reste souple :

- › Même avec une fenêtre ouverte en hiver (même par -40°C),
- › Même en promenade ou en voiture en hiver,

La canule nasale en silicone Everest

- › Peut être répétitivement bouillie dans l'eau et réutilisée,
- › L'embout nasal est disponible séparément et peut être remplacé par l'utilisateur dans la canule pour une longue durée d'utilisation,
- › 1 an de garantie sur le tubage et les connecteurs,
- › L'embout nasal est garanti pour résister à de nombreux ébouillantage.



DILATATEURS ANAUX CRYOTHERMIQUES DILATAN PLUS

Les DILATAN®PLUS sont formés d'une gaine en plastique dur équipée, à la base, d'un grand disque pour permettre une bonne prise.

Ils contiennent un gel thermoaccumulateur à même d'apporter les bénéfices de la thermothérapie (chaleur non supérieure à 50°) ou de la cryothérapie (froid non inférieur à 0°) pour des pathologies anales diverses :

- *sténose (rétrécissement) de l'orifice anal d'origine cicatricielle ou idiopathique,*
- *hypertonie ou spasme sphinctérien avec hémorroïdes, proctalgie essentielle, fissure anale, avec constipation secondaire éventuelle,*
- *prévention de la sténose post-opératoire après intervention pour hémorroïdes et fistule.*

Les dilataateurs peuvent être appliqués tièdes lors de l'hypertonie ou du spasme douloureux ou bien froids en présence de saignement anal. La température des dilataateurs est indifférente dans les autres conditions.



Les dilataateurs anaux cryothermiques sont réalisés en 5 tailles différentes pour fournir au patient les dilataateurs les plus appropriés à la pathologie à traiter et à l'anatomie de chaque individu.

Référence	Description	Cond.
A.1001	ø 18 et ø 20 mm	1
A.1002	ø 23 et ø 27 mm	1
A.1030	ø 30 mm	1

CRÈME DILATAN® 50ML

La crème DILATAN® est un remède naturel pour le traitement des crevasses et des hémorroïdes. Non grasse, au parfum agréable, sans effet secondaire.

Achat complémentaire recommandé

Traitement adjuvant dans la thérapie cryothermique du DILATAN® PLUS, cette crème exerce une action protectrice, lubrifiante et décongestionnante. La crème DILATAN® exploite les principes actifs et naturels du souci, du millepertuis, du marronnier d'Inde, de la camomille, de l'allantoïne et de la propolis.

Référence	Description	Cond.
A.3050	Crème Dilatan® 50 ml	1






DILATATEUR DE STOMIE DILASTOM®


Dilastom est un dispositif spécialement conçu pour que le patient puisse effectuer chez lui, en toute sécurité et aisance, un traitement des sténoses cutanées et faciales des colostomies.

L'utilisation prolongée de DILASTOM® peut éviter l'intervention chirurgicale de correction des sténoses de la colostomie et n'a aucun effet secondaire indésirable.

DILASTOM® est introduit à l'aide d'un lubrifiant au moyen d'une manoeuvre appropriée (vissage).



Dilatateur DILASTOM de calibre inférieur



Dilatateur DILASTOM de calibre supérieur



Mode d'emploi des dilateurs DILASTOM

Référence	Description	Cond.
A.2002	Dilastom, 2 tailles	1



LU-J GEL LUBRIFIANT TRANSPARENT

LU-J est un gel transparent, neutre et hydrosoluble qui exerce une lubrification prolongée et continue. Il est compatible avec les muqueuses, les outils endoscopiques flexibles et les instruments chirurgicaux.

Réf.	Description	Cond.
A.3525-010	LU-J, gel lubrifiant Stérile, sachet de 10ml	1 boîte de 20 sachets



DILAGENT

Rééducation pour la guérison des fissures, des hémorroïdes, des hypertonies et des sténoses post-opératoires.

DILAGENT est indiqué pour le soin des pathologies de la section ano-rectale associées à une hypertonie sphinctérienne comme la fissure anale, les hémorroïdes, la douleur anale et les spasmes douloureux après les interventions chirurgicales de la partie ano-rectale. Il est aussi indiqué pour les sténoses post-chirurgicales de l'anus et du canal anal.

Référence	Description	Cond.
A.1004	Dilagent	1

SAVON INTIME SAPIGEN K - 250ML

- › Conçu pour les problèmes gynécologiques et proctologiques.
- › Permet de nettoyer délicatement les muqueuses.
- › PH 5,5 compatible avec les caractéristiques physiologiques des muqueuses intimes.
- › Action apaisante, hydratante, anti-rougeur et adjuvante en cas de prurit anal et génital.



Réf.	Description	Cond.
3100-250	Savon intime	1

Quelques précisions...

La technologie ECA (activation électrochimique) : propriétés uniques de l'eau et du sel. Lors de l'activation électrochimique une solution saline aqueuse est transportée à travers une cellule d'électrolyse. Il se forme un principe actif antimicrobien puissant et efficace. Nos solutions, sprays et gels ECA oxydent les germes, les bactéries, les champignons et les virus pathogènes, et les détruisent sans possibilité d'apparition d'une résistance.

NETTOYAGE QUOTIDIEN DE LA PEAU PRONTOMED® « CLEAR SKIN » 200ML

- › Unifie le teint.
- › Nettoie en profondeur.
- › Sans alcool et sans parfum.
- › Testée dermatologiquement.
- › Efficacité cliniquement prouvée.



Prontomed® Clear Skin est conçu pour un nettoyage quotidien. Il élimine efficacement les impuretés, les excès de sébum et les bactéries. Utilisé régulièrement, il améliore durablement l'aspect de la peau. En raison de la faible tension superficielle de la solution, Clear Skin offre un nettoyage en profondeur optimal.

Réf.	Description	Cond.
MP490011	Clear Skin	1
MP4900 PACK	Pack 3 lotions Clear Skin	1
MP4900 SET	Set Clear Skin + Skin Balance	1

TRAITEMENT DE LA PEAU PRONTOMED® « SKIN BALANCE » 75ML

- › Unifie le teint.
- › Nettoyage antibactérien en profondeur.
- › Prévient les inflammations.
- › Sans alcool et sans parfum.
- › Testé dermatologiquement.



Prontomed® Skin Balance est indiqué pour le nettoyage externe et le traitement des inflammations cutanées, par exemple, en cas d'acné commune. Le gel en spray forme un film protecteur sur la peau. Il agit comme une barrière, empêche la prolifération des bactéries qui favorisent les infections et facilite la cicatrisation. Il rend également l'implantation des germes d'acné sensiblement plus difficile. Selon les tests cliniques, Prontomed® Skin Balance présente une tolérance dermatologique « élevée ».

Il est sans alcool et ne contient aucun élément qui assècherait la peau. Il peut donc parfaitement être utilisé sur peau sensible. Après le nettoyage, le spray est appliqué sur la zone affectée. Pour cela, une petite quantité de gel est appliquée avec les doigts (préalablement nettoyés) sur la peau. En cas de besoin, le spray peut être utilisé plusieurs fois dans la journée, ce qui garantit une protection antibactérienne durable. Entre les applications, aucun nettoyage n'est nécessaire.

Réf.	Description	Cond.
MP490012	Skin Balance	1
MP4900 SET	Pack Clear Skin + Skin Balance	1



Retrouvez nos conseils en dermatologie sur notre page : [facebook.com/DocteurPeau](https://www.facebook.com/DocteurPeau)

GEL HERPÈS GÉNITAL PRONTOMED® 8ML

- › Gel 100 % minéral.
- › Hypoallergénique.
- › Efficacité cliniquement prouvée.

Réf.	Description	Cond.
MP490015	Gel herpès génital	1



Prontomed® Herpes Gel est indiqué dans le traitement externe et physique des boutons d'herpès. Ce dispositif médical favorise la cicatrisation des vésicules liées à l'herpès sur le pénis, le vagin ou l'anus.

GEL HERPÈS LABIAL PRONTOMED® 8ML

- › Favorise la cicatrisation.
- › Absorbe le liquide tel un buvard.
- › Testé dermatologiquement.
- › Dispositif médical 100 % minéral, hypoallergénique.

Réf.	Description	Cond.
MP490010	Gel herpès labial	1



Prontomed® Herpes Gel est indiqué dans le traitement externe et physique des boutons d'herpès. Ce dispositif médical favorise et accélère la guérison des boutons s'il est utilisé dès les premiers symptômes tels que des picotements et des brûlures. Il contribue ainsi à la réduction des fissures et des suintements.

PROTECTION DES PIEDS PRONTOMAN® VAPORISATEUR 75ML

Pulvérisation antibactérienne pour les pieds sensibles aux mycoses.

Le vaporisateur ProntoMan® protection des pieds est un vaporisateur prêt à l'utilisation pour les soins quotidiens des pieds sensibles aux mycoses. La solution minérale pure basée sur les technologies ECA offre une protection fiable contre les agents de mycose des pieds : la peau ne se dessèche pas, même lors d'une utilisation régulière et la solution se décompose après l'application dans ses composants naturels : l'eau et le sel. Une légère odeur de chlore pendant l'application est une indication de l'activité électrochimique du produit.

Le vaporisateur ProntoMan® a été certifié avec le label « Très bonne tolérance cutanée, testée dermatologiquement. » Il peut également être utilisé sans restriction par les diabétiques, les enfants et les personnes souffrant d'allergies.

Il ne contient pas d'alcool et est également adapté pour les peaux très sensibles.



Réf.	Description	Cond.
MP430001	Protection des pieds	1

PROTECTION DES CHAUSSURES PRONTOMAN® VAPORISATEUR 75ML

Vaporisateur hygiénique antibactérien pour les chaussures.

Le vaporisateur ProntoMan® protection des chaussures est un vaporisateur hygiénique prêt à l'utilisation pour les chaussures. La solution minérale pure basée sur la technologie ECA offre une protection fiable contre les agents responsables de la mycose des pieds et neutralise les odeurs.

Il ne contient pas d'alcool ou d'ingrédients irritants et peut être utilisé dans des espaces clos.



Réf.	Description	Cond.
MP430002	Protection des chaussures	1



PROTECTION DES ONGLES PRNTOMAN® 50 ML

Gel en spray hygiénique antibactérien pour les ongles. Protège contre les mycoses.

ProntoMan® PROTECT ongle est un gel en spray hygiénique prêt à l'emploi pour les soins quotidiens des ongles sujets aux mycoses. Le gel en spray minéral pur sur la base de la technologie ECA a des propriétés de tenue idéales et protège en toute sécurité contre tous les types de champignons sur les pieds et les ongles. Il n'assèche pas la peau et les ongles même en cas d'application régulière et se désagrège après application dans ses matières de base naturelles, l'eau et le sel. Une faible odeur de chlore lors de l'application est un signe d'activité du produit.

Testé dermatologiquement comme étant « très bien » toléré, il peut également être utilisé sans inquiétude pour les enfants, les personnes allergiques et les diabétiques.

Sans alcool, il convient également aux peaux très sensibles.

Réf.	Description	Cond.
MP430003	Protection des ongles	1



SOIN INTENSIF POUR PEAUX SÈCHES ET FORTEMENT SOLLICITÉES SOLEADERM 100 ML

Cette crème par son complexe actif unique **d'huile de germe de riz** et de 5 % d'urée, augmente la capacité de rétention d'eau de la peau. Elle contribue ainsi à la régénération des peaux sèches et fortement sollicitées, notamment en cas de neurodermatite et de psoriasis.

Elle offre des propriétés uniques et libère tout son potentiel également sur les peaux gercées, craquelées et sèches. Le phytostérol contenu dans cette huile s'étale facilement et pénètre la peau de manière optimale.

Elle est aussi particulièrement riche en vitamine E et n'a pas cette action surgraisseuse contrairement à l'huile d'argan par exemple.

Réf.	Description	Cond.
MP490016	Soins intensifs pour peaux sèches	1

NETTOYAGE DES ZONES PERCÉES ET TATOUÉES SPRAY PRONTOLIND® 75ML

Pour le nettoyage antiseptique et le soin des zones percées et tatouées de la peau et des muqueuses.

Le spray ProntoLind® est une solution aqueuse prête à l'emploi destinée au nettoyage antiseptique et à l'humidification des piercings venant d'être réalisés et ceux pouvant poser des problèmes.

Le fait qu'elle soit appliquée par vaporisation permet le nettoyage indolore des zones de la peau, des muqueuses et du bijou difficilement accessibles. Il protège également contre les germes multi-résistants (MRSA) et mycotiques, il est aussi très bien toléré par les personnes allergiques et les diabétiques. Le complexe de polyhexanide et de bêtaïne contenu, décontamine aussi les zones difficiles d'accès, crée un milieu à faible taux microbien et élimine les odeurs désagréables. La propagation de germes pathogènes, transitoires ou stagnants dans le canal de piqûre et dans la zone du bijou est ainsi empêchée, ce qui permet d'aider et d'accélérer la cicatrisation naturelle de la plaie.



Réf.	Description	Cond.
MP410075	Spray zones percées et tatouées	1

SAVON ANTISEPTIQUE - ZONES PERCÉES ET TATOUÉES GEL PRONTOLIND®, 10 ML

Gel prêt à l'emploi pour le soin antiseptique et la prévention des infections pour les piercings et les tatouages.

Le complexe de polyhexanide et de bêtaïne qu'il contient permet également la décontamination indolore des zones de la peau, des muqueuses et du bijou difficilement accessibles. Le large spectre d'action et la couche protectrice qu'il crée, empêchent l'implantation de nouveaux agents infectieux.

La propagation de germes pathogènes, transitoires ou stagnants dans le canal de piqûre, la zone du bijou et du tatouage, est ainsi évitée, ce qui permet d'aider et d'accélérer la cicatrisation naturelle de la plaie.

Pour les tunnels, le gel ProntoLind empêche et minimise la formation d'odeurs désagréables. Il peut aussi être utilisé comme gel lubrificateur pour réaliser l'élargissement du tunnel (par exemple, dans le lobe de l'oreille). Il convient particulièrement pour les piercings réalisés dans le nez et les oreilles, les ancrages dermiques et les piercings micro-dermiques ainsi que toutes les zones recouvertes d'un pansement après le piercing.



Réf.	Description	Cond.
MP410010	Gel antiseptique - Zones percées et tatouées	1

Composants sans risque dermatologique. Ils n'empêchent ni la granulation, ni l'épithélisation, n'ont aucune propriété cytotoxique, irritante ou sensibilisante et peuvent être utilisés sans risque aussi longtemps que nécessaire.

Compatibles avec tous les pansements et matériaux utilisés pour les bijoux modernes.

Votre **satisfaction**, ”
” notre **priorité**

TESTEZ NOS PRODUITS GRATUITEMENT

N'hésitez pas à nous contacter!

7, chemin de Sacuny
69530 Brignais

Tél. : 04 72 31 06 08

Fax : 04 72 31 60 39 ou
09 70 63 13 49

Courriel : contact@micfrance.com

MICFRANCE.com

BOUTIQUE.MICFRANCE.com